

Quand demander un PACK 1 ?

- Patient suspect de choc hémorragique prise en charge par médecin SMUR
- Activation pré hospitalière
- Score ABC ≥ 2 et / ou Shock index = $\frac{\text{Freq cardiaque}}{\text{PAS}} > 0,9$

Score ABC	
Trauma pénétrant	+1
PAS < 90mmHg	+1
Pouls > 120/min	+1
Fast écho +	+1

Quand ne pas le demander ?

- Patient présent en SAUV => demander 3 CGR en UVI, pas besoin de thermopucer les CGR

Pourquoi un PACK 1 ?

- Anticipation de la demande de CGR, qui sont présents en SAUV avant admission patient
- CGR dispo en SAUV avant admission du patient
- Possible retour et remise dans le circuit des CGR non utilisés si consigne de température respectée

Comment se compose un PACK 1 ?

- Glacière rouge une à l'EFS au frigo et une en SAUV pour faire l'échange
- 3 CGR O+ reliés à une thermopuce sauf femme en âge de procréer 3 CGR O-
- Ordonnance spécifique avec identitovigilance allégée

Qui demande le PACK 1 ?

- Médecin SAUV après mise en alerte par le médecin SMUR au contact du patient
- Ordonnance spécifique et appel EFS n°69439
- Ordo disponible dans le meuble à documents du SAUV ou sur l'ordi icône « Urgences »
« 1.Médecine » « Transfusion-Choc hemo »

Qui va le chercher ?

- AS SAUV
- amène la glacière rouge et l'ordonnance de Pack 1 et récupère le pack 1 dans la glacière de l'EFS

Comment utiliser le PACK 1 ?

- prendre le culot à utiliser en coupant le lien jaune
- ne pas toucher au lien rouge qui relie la thermopuce au CGR
- thermopuce - lien rouge - lien jaune - CGR
- mettre les CGR non utilisés dans la glacière le plus vite possible, toujours solidaire de la thermopuce
- les recouvrir de blocs de glace et refermer
- Les CGR doivent rester au froid ++++
- Si besoin ajouter blocs de glace



Quand ramener le PACK 1 à l'EFS ?

- le plus vite possible si pas d'indication à son utilisation
- si retour dans les 2 heures et température de la thermopuce ok => CGR utilisable pour un autre patient
- si température trop haute ou lien coupé entre CGR et thermopuce => CGR jetés

Que faire si transfert bloc opératoire ? réanimation ? autre CH ?

- le PACK 1 est destiné à une utilisation exclusivement en SAUV
- PAS de transfert intra hospitalier avec le PACK 1 => le pack est rendu à l'EFS, les autres services mettent en place leurs procédures de transfusion
- PAS de PACK 1 en extra hospitalier => il existe un **PACK SMUR** composé de 2 CGR O- thermopucé dispo H24, sans délai à l'EFS
- Pas de « don » de PACK 1 pour rendre service au bloc ou à la réa ou autre SMUR (mésusage et destruction de CGR inutile)